


ИНТЕРФЕРЕНТНЫЕ ВИНТЫ PEEK

PEEK interference screws

ВИНТЫ




DOUBLE MEDICAL
Dedicated to Rehabilitation

ИНТЕРФЕРЕНТНЫЕ ВИНТЫ РЕЕК

Конструкция с высоким крутящим моментом, облегчает вкручивание.




Неинвазивная конструкция резьбы снижает раздражение трансплантата от режущего воздействия резьбы.



- Широкое основание резьбы увеличивает площадь контакта между винтом и костным туннелем, обеспечивая надежную фиксацию.
- Редкая резьба и более прочное сцепление.





широкое основание резьбы



редкая резьба

- Многооконная конструкция гильзы обеспечивает комплексное заживление сухожилий и костей на 360°.
- Система винтовой оболочки обеспечивает двойную фиксацию и повышает устойчивость к выдергиванию.



G-MAX

Винт интерферентный

Винт интерферентный

конический с редкой резьбой

G-MAX PRO

Винт с гильзой

Артикул	Диаметр	Длина	Артикул	Диаметр	Длина	Артикул	Диаметр	Длина
152150623S	6 мм	23 мм	153570723S	7 мм	23 мм	152850724S	7 мм	24,5 мм
152150728S	7 мм	28 мм	153570823S	8 мм	23 мм	152850829S	8 мм	29,5 мм
152150828S	8 мм	28 мм	153570923S	9 мм	23 мм	152850929S	9 мм	29,5 мм
152150928S	9 мм	28 мм	153571023S	10 мм	23 мм	152851029S	10 мм	29,5 мм
152151028S	10 мм	28 мм						

ООО «Плюс»

Россия, 117587, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Чертаново Северное, ш Варшавское, д. 118, к. 1, помещ. 1/5

Тел: +7 (495) 181-51-26 E-mail: info@tdplus.org
Сайт: tdplus.org

Double Medical Technology Inc

No. 18, Shanbianhong East Road, Haicang District,
Xiamen, 361026, P.R. China

E-mail: info@double-medical.com
Website: www.doublemedicalgp.com