



TOTAL SOLUTION PROVIDER FOR WOUND REPAIR



ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РАН



ООО «Плюс» представляет на территории Российской Федерации продукцию компании **SAC Medical (Xiamen) Medical Technology Co., Ltd.**, входящей в состав международного холдинга **Double Medical Technology Inc.** — одного из ведущих производителей медицинского оборудования и изделий в Китае.

На протяжении более 20 лет SAC специализируется на разработке и производстве инновационных средств для обработки и лечения ран. С момента основания компания следует принципам качества, надежности и технологического совершенства.

Продукция SAC востребована не только в странах Восточной Азии, но также широко представлена на рынках Европы и Северной Америки.



СОДЕРЖАНИЕ

1

Пульс-лаваж

03

2

**Аппараты для лечения ран
отрицательным давлением**

05

- Аппарат для лечения ран
отрицательным давлением SAC-мини
- Аппарат для лечения ран
отрицательным давлением SAC-стандарт

3

**Емкости для аппаратов
для лечения ран
отрицательным давлением**

08

4

**Наборы с губкой для лечения ран
отрицательным давлением**

09

5

**Инструкция по применению
аппарата**

10

ПУЛЬС-ЛАВАЖ

Для импульсной обработки
и промывки ран



Характеристики потока

Режим потока	Расход жидкости	Частота импульсов
Высокоскоростной поток	≥ 500 мл/мин	≥ 4 раз/сек
Низкоскоростной поток	≥ 300 мл/мин	≥ 3 раз/сек

Эргономичный дизайн рукоятки с пальцевыми упорами

Два режима потока жидкости

В комплект входит дополнительная защита от брызг

Два типа рукояток:

- для орошения




- для струйного введения



Артикул	Описание
6305015000	Одноразовая стерильная система «Пульс-Лаваж» для ухода за ранами SAC WPWS-1000

АППАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РАН ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ

Для проведения вакуумной терапии ран



АППАРАТ ЛЕЧЕНИЯ РАН ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ SAC-МИНИ

Обеспечивает постоянное отрицательное давление – 120 мм рт. ст.

Поставляется в комплекте с двумя повязками


Легкий и удобный для переноски

Управление всего одной кнопкой

Повязки можно приобрести отдельно



Повязка имеет в своем составе 4 слоя:



Артикул	Описание
6001004000.1	Комплект: Аппарат лечения ран отрицательным давлением одноразовый, стерильный с двумя повязками 10x10 см
6001004000.2	Комплект: Аппарат лечения ран отрицательным давлением одноразовый, стерильный с двумя повязками 15x15 см
6001004000.3	Комплект: Аппарат лечения ран отрицательным давлением одноразовый, стерильный с двумя повязками 15x10 см
6001004000.4	Комплект: Аппарат лечения ран отрицательным давлением одноразовый, стерильный с двумя повязками 18x10 см
6001004000.5	Комплект: Аппарат лечения ран отрицательным давлением одноразовый, стерильный с двумя повязками 20x10 см
6001004000.6	Комплект: Аппарат лечения ран отрицательным давлением одноразовый, стерильный с двумя повязками 25x10 см

АППАРАТ ЛЕЧЕНИЯ РАН ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ SAC-СТАНДАРТ

Встроенный долговечный аккумулятор, максимальное время работы в режиме ожидания 36 часов

Звуковой и визуальный сигнал тревоги


3 режима работы аппарата

Объем емкости: 1000 мл

Создаваемое давление: от 0 до -200 mmHg



Режимы работы:

Постоянный режим	Давление (до 200 mmHg) 
Первый тип переменного режима	Минимальное давление (до - 200 mmHg) Максимальное давление (от - 25 mmHg) 0 mmHg 
Второй тип переменного режима	Минимальное давление (до - 200 mmHg) 0 mmHg 

Артикул	Описание
600100300	Аппарат лечения ран отрицательным давлением, модель SAC-NPS-3000

ЕМКОСТИ ДЛЯ АППАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РАН ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ

Для аппарата SAC-стандарт



– Емкость объемом 1000 мл
с влагособирающим веществом
и фильтром

Артикул	Описание
6204008000	Канистра лечения ран отрицательным давлением, модель SAC-NPC-IV



– Одноразовая мягкая
емкость объемом 1000 мл

Артикул	Описание
6206002000	Канистра лечения ран отрицательным давлением, модель SAC-NPD-1000

НАБОРЫ С ГУБКой для ЛЕЧЕНИЯ РАН ОТРИЦАТЕЛЬНОМ ДАВЛЕНИЕМ для АППАРАТА SAC-СТАНДАРТ

Состав набора:

1. Полиуретановая губка
2. Пленки
3. Порт для подключения к емкости
4. Порт для промывания



Артикул	Описание
6210162000	Набор перевязочный, 7,5х10х3см
6210182000*	Набор перевязочный, 12х8х3см
6210170000*	Набор перевязочный, 15х5х3см
6210161000	Набор перевязочный, 15х10х3см
6210176000	Набор перевязочный, 26х16х3см
6210165000	Набор перевязочный, 20х15х3 см

ИНСТРУКЦИЯ К АППАРАТУ SAC-СТАНДАРТ



Указания по началу работы

1. Включите задний переключатель



2. Нажмите кнопку питания примерно на 5 секунд



3. Нажмите кнопку «Старт», чтобы начать работу.



<https://tdplus.org>