



Информация о продукте

Номер	Размер	Длина ножки (мм)	Длина шейки (мм)	Шеечно- диафизарный угол
130870001S	1#	96	30	130°
130870002S	2#	98	30	130°
130870003S	3#	100	32	130°
130870004S	4#	102	32	130°
130870005S	5#	104	33	130°
130870006S	6#	105	33	130°
130870007S	7#	107	35	130°
130870008S	8#	109	35	130°
130870009S	9#	111	37	130°
130870010S	10#	113	37	130°


Бесцементная тазобедренная
ножка типа **Alter**



- Косой конец увеличивает антиротационную стабильность



- Уменьшенное латеральное плечо позволяет сохранить большой вертел.



- Конусная конструкция увеличивает осевую стабильность и предотвращает оседание стержня.



- Контурный дистальный конец упрощает вставку

Предупреждение

Данный продукт клинического применения. Пожалуйста ознакомьтесь с инструкцией по использованию. Настоятельно рекомендуется пройти инструктаж у опытного хирурга.